

CYNOSURE®

Emerge™

Devuelve la elasticidad
y la tersura a la piel



Antes



Tras cuatro sesiones

Cortesía Dra. Iratxe Díaz



Antes



Tras dos sesiones

Cortesía Dra. Bibiana Pérez



Antes



Tras tres sesiones

Cortesía Dr. Luis Brill

CYNOSURE® Palomar

EMERGE™

El láser fraccional Emerge consigue un rejuvenecimiento no ablativo de la piel en aquellos pacientes que quieran conseguir un aspecto más joven, sin molestos tratamientos ni baja laboral prolongada.

Al tratar las lesiones pigmentadas y las arrugas de leves a moderadas, los pacientes notarán una notable mejora en el aspecto, tacto y luminosidad de la piel, volviéndose más tersa y flexible.



Diseñado para tratamientos rápidos, fáciles y seguros:

- **Tres formas de ejecución del tratamiento**

- Activación manual - Tratamientos para áreas específicas
- AutoStamp™ - tratamientos más rápidos
- AutoGlide™ - fácil de usar y mayor confort

- **Cinco parámetros pre-establecidos**

- **Parámetros de control de la energía y la densidad de las microcolumnas**

- **Ligero y Compacto**



PARA MÁS INFORMACIÓN VISITE
cynosure.es/producto/emerge

Una ocasión única para incrementar sus ingresos:

TESTIMONIOS

“El láser fraccional Emerge ha revolucionado mi consulta. Buscaba un equipo para el tratamiento de marcas y envejecimiento moderado pero sin riesgos ni tiempos largos de recuperación; y al final, lo he encontrado. Es sin duda, el tratamiento ideal para recuperar la juventud sin alterar nuestro día a día”.

- Dra. Iratxe Díaz,
Médico Estético,
Bilbao (España)



Emerge™

Longitud de onda	1410 nm
Pantalla de tratamiento	8 x 12 mm
Fluencia / Energía	10 - 30 mj/mb
Duración del pulso	4 - 20 ms
Voltaje	110 - 240 VAC, 50/60 Hz
Clasificación según la regulación	Aparato médico Class II (Estados Unidos) Luz pulsada Tipo IIb (Unión Europea) Clase 1M Láser
Tamaño	Pieza de mano 25 cm. Cable: 150 cm
Peso	3,6 Kg aproximadamente. Pieza de mano: 250 gr, Base: 3 Kg



MiDiBen Medical
Distribuidor exclusivo en México
(81) 1001 7073
info@midiben.com